


FICHE PRODUIT

Boîte pour microchirurgie

Référence : SOC-CC25105

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte pour microchirurgie

Boîte en inox contenant tous les instruments utilisés en microchirurgie

Contenu de la Boîte :

BOÎTE INOX 25 X 10 X 5 CM	1
CISEAU À CORNÉE DE VANNAS 10 CM DROITS MOUSSES	1
PINCE DISSECTION S/G FINE POINTUE 18 CM	1
PINCES DISSECTION GRAEFE FINE À IRIS 10 CM DROITE S/G	6
PINCES DISSECTION GRAEFE FINE À IRIS 10 CM COURBE S/G	2
PORTE-AIGUILLE BARRAQUER COURBE 13 CM MORS UNIVERSELS	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/14548-boite-pour-microchirurgie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com