

FICHE PRODUIT



Bande de rechange verte, sans latex

Référence : SOC-GARBP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Couleur verte,
- sans latex,
- pour garrot prameta modèle 902. (ancien modèle).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/1458-bande-de-rechange-verte-sans-latex.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com