

FICHE PRODUIT



Vis corticale Ø 3,5 mm, Longueur 10 à 50 mm

Référence : SOC-A002010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vis corticale Ø 3,5 mm, Longueur 10 à 50 mm

Embase sphérique, empreinte hexagonale

Diamètre filetage 3.5 mm

Longueur 10 à 50 mm

Conditionnement minimum de vente: 10 pcs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/14594-vis-corticale-o-4-5-mm-longueur-12-a-74-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com