


FICHE PRODUIT

Vis spongieuse Ø 4.5 mm, filetage complet

Référence : SOC-006A030

Points forts

- Diamètre des broches et vis orthopédiques : Ø 4.5 mm
- Longueur des broches et vis orthopédiques : 30 mm

Description du produit

Vis spongieuse Ø 4.5 mm, filetage complet

Embase sphérique, empreinte hexagonale

Diamètre filetage 4.5 mm, Diamètre noyau 3.0 mm;

Diamètre tige 4.5 mm;

Longueur 30 à 50 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/14595-vis-spongieuse-o-4-5-mm-filetage-complet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Diamètre des broches et vis orthopédiques	Ø 4.5 mm
Longueur des broches et vis orthopédiques	30 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com