

FICHE PRODUIT

Lentille VG-4 Gonio 4 miroirs, Laser grande bague

Référence : SOC-VG4LNF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La conception NF du verre Gonio VG4, avec un diamètre de contact de 8.4mm, est idéal pour la gonioscopie statique et dynamique.

Elle permet d'éviter l'utilisation de liquide tel que la methylcellulose.

Chaque surface réfléchissante comporte un miroir d'une haute efficacité, recouvert par une double couche de dioxyde de silicone et catalysée par un polymère qui fournit une protection efficace.

Caractéristiques techniques :

- 4 miroirs de 64°
- Grande bague 28,5mm
- Sans collerette
- Angles des miroirs : 64°/64°/64°/64°
- Grossissement : 1,0 X
- Spot laser : 1,0 X
- Diamètre de contact : 8,4 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/exploration/14599-lentille-vg-4-gonio-4-miroirs-laser-grande-bague.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com