

FICHE PRODUIT

Détartreur Ultrasonique, D7 LED

Référence : SOC-D7985

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détartreur Ultrasonique, D7 LED

PIÈCE À MAIN DÉTACHABLE ET AUTOCLAVABLE AVEC LUMIÈRE POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

Caractéristiques

Mise à l'échelle, perio, endo

Les solutions cliniques sont applicables pour le mode d'alimentation en eau automatique, améliorant considérablement les performances des fonctions perio et endo

Moins de chaleur de la pointe pendant le fonctionnement

Améliore le degré de confort des patients

Détartreur

Ensemble détartreur et micromoteur

Fiche technique

Puissance d'entrée: 110V ~ 50Hz / 60Hz - 220 - 240V ~ 50Hz / 60Hz

Entrée de l'unité principale: 24V ~ 50Hz / 60Hz 1,3A

Puissance de sortie: 3W ~ 20W Fréquence: 28 kHz $\pm$ 3 kHz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids: 1,35 kg

Poids de l'adaptateur: 1,2 kg

Dimensions: 237 mm × 206 mm × 95 mm

Réservoir d'eau: 400 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detartreur/14604-detartreur-ultrasonique-d7-led.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com