

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur portable 29L (Glacière électrique) Fiocchetti, modèle C29

Référence : SOC-C29202007

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur portable (Glacière électrique) Fiocchetti, modèle C29

Spécialement réalisés pour le transport des médicaments, des vaccins et des produits à température contrôlée, les réfrigérateurs portables répondent efficacement aux diverses exigences en exploitant la possibilité d'une alimentation en courant continu pour une installation à bord d'ambulances et autres véhicules. Leurs dimensions compactes, leur fonctionnalité et leur design alliées à une haute capacité d'isolation thermique garantissent la qualité d'un produit qualifié gage de hautes performances.

- **Structure interne et externe** : Réalisée avec système de rotomolding, matériau ultra résistant, anti-choc et esthétiquement réussi. Isolation en mousse de polyuréthane expansé sans CFC.
- **L'évaporateur interne** : sur trois côtés assure des températures réglables entre +10°C et -10°C pour les modèles C29 et C41
- Fermeture de sécurité à clé
- Éclairage interne
- La précision et le réglage de la température sont constamment garantis par le thermostat électronique à lecture sur écran numérique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Panier interne en fil d'acier plastifié pour faciliter le positionnement et l'extraction des produits

Caractéristiques techniques :

- Structure et isolation : Matière plastique atoxique, 40 cm d'épaisseur int/ext ;
- Plage de température : +10 / -10 °C ;
- Capacité : 29 litres ;
- Porte : Couvercle noir ;
- Equipement interne : Panier métallique, dim. (L x P x H) : 28 x 25 x 25 cm ;
- Contrôleur : Thermostat électronique numérique ;
- Alarmes : Acoustique et visuelle pour les écarts de température ;
- Type de réfrigération : Statique
- Dégivrage : Manuel
- Dimensions externe (L x P x H) : 53 X 34,5 X 39 cm;
- Dimensions interne (L x P x H) : 27,5 x 26 x 30,5 cm (+1 compartiment de 15,5x26x11);
- Poids brut : 16 kg.

Donnée techniques :

- Type de réfrigérant : R134a sans CFC
- Tension secteur : 12V / 24V; 110V / 240V / 50Hz-60Hz
- Consommation nominale : 12 Vcc: 2,58 A
- Consommation électrique nominale : 31 W
- Température ambiante : + 10 / + 32 ° C; humidité 60%
- Connecteurs : 2 prises (1 pour 12 / 24V et 1 pour 230V)
- Conformément à la norme : 2014/30 / CE, 2014/35 / CE et modifications suivantes ;
- Emballage : Cartonné sur palette en bois
- Dimension d'emballage (cm) : 64 x 42 x 56 ; Poids : 23 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

En option :

- Caisse en bois sur palette en bois disponible: dim. cm.66x48x61; Poids 36 kg
- Accessoires en option :
- Enregistreur graphique
- Enregistreur de données

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/refrigerateur/14607-refrigerateur-portable-glaciere-electrique-fiocchetti-modele-c29.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com