

FICHE PRODUIT



Sonde convexe C361-2

Référence : SOC-C3612

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de sonde d'imagerie médicale : Sonde convexe

Description du produit

Sonde convexe C361-2 EDAN

Applications: Abdomen, OB / GYN, Urologie

Fréquences: 2.5, 3.5, 4.5, H2.5, H2.7 MHz

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/14610-sonde-convexe-c361-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de sonde d'imagerie médicale	Sonde convexe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com