

FICHE PRODUIT

Jeu de 08 canules pour aspiration intra-utérine modèle Karman

Référence : SOC-202009

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Canule pour aspiration intra-utérine modèle Karman

La Canule pour aspiration intra-utérine modèle Karman est un petit tube droit en matière plastique, permettant l'aspiration du contenu de l'utérus afin d'assurer certains soins médicaux par exemple l'avortement.

La Canule pour aspiration intra-utérine modèle Karman fait partie des constituants du Kit d'Aspiration Manuelle Intra Utérine (AMIU).

- La Canule pour aspiration intra-utérine modèle Karman est stérile à usage unique
- Elle est disponible en différentes tailles: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 mm. qui peuvent être commandées individuellement mais en lot de 10
- Cette référence est vendue au Conditionnement d'un jeu de 8 tailles de 4 à 12 mm livrée avec adaptateur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/14617-canule-pour-aspiration-intra-uterine-modele-karman.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com