

FICHE PRODUIT



Papier Thermique pour ECG EDAN SE-1201

Référence : SOC-712326

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Papiers d'enregistrement compatibles avec L'électrocardiographe Edan.

Dimensions : Liasse 210 x 140mm x 214 feuilles.

1 liasse de papier pour électrocardiographe.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/14618-papier-thermique-pour-ecg-edan-se-1201.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com