

FICHE PRODUIT

Support mobile pour négatoscope, 80 cm

Référence : SOC-640120

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Il est en acier blanc trempé.
- Il est mobile sur roulettes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/1462-support-mobile-pour-negatoscope-80-cm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com