

FICHE PRODUIT

Appareil de radiographie mobile 5kW, modèle ULTRA 200 / 200A

Référence : SOC-060200IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Radiographie : Numérique

Description du produit

Appareil de radiographie mobile 5kW, modèle ULTRA 200 / 200A

L'**appareil de radiographie Ultra 200 / 200A** est une radiographie mobile qui peut être utilisée dans les hôpitaux et les cliniques (USI, salle des patients ou salle des urgences, etc.) Avec ses roues rotatives à 360°, l'opérateur déplacera facilement l'unité. Après avoir atteint un endroit où les rayons X seront utilisés, la structure de rupture interne a été appliquée pour la sécurité car elle peut entraîner des risques de blessures pour le personnel d'exploitation. Après avoir déplacé la partie de la tête où les rayons X doivent être générés, le bras d'arrêt libre s'arrêtera simplement en le relâchant. Aucun autre verrou supplémentaire n'est requis.

Moniteur LCD tactile :

L'écran tactile supérieur affiche le SID automatique (capteur à ultrasons), l'APR et diverses fonctions. Vous pouvez régler les paramètres de rayonnement (kV, mAs) sur l'écran tactile. Une apparence et un toucher faciles rendront les fonctions prêtes à être exécutées. Les boutons d'obturation motorisés du collimateur fournissent un champ de changement de rayonnement rapide et précis.

Sélection de puissance :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Deux types de puissance sont disponibles.

Ultra 200: Alimenté par batterie rechargeable

Ultra 200A: Alimentation par courant AC

En raison d'une alimentation par batterie suffisante, il peut fonctionner sans se connecter à une alimentation électrique de la pièce. En cas de manque de batterie, il est disponible pour avoir des performances normales avec la ligne AC.

Source d'image DR (Digital radiography - Radiographie numérique), En option :

Le PC basé sur Win10 est utile pour les détecteurs de communication DR à écran plat. Les systèmes **ULTRA 200 / 200A** peuvent être adapter au logiciel de console DR sur tablette PC avec panneau sans fil de taille 3543. La console **SW Ecoview™** offre une solution d'imagerie claire avec compatibilité **DICOM** et d'autres fonctions. Cette combinaison DR offre une organisation confortable sur votre bureau et **l'ULTRA 200 / 200A**.

Caractéristiques	Ultra 200	Ultra 200A
La puissance d'entrée	100 ~ 240VAC (50 / 60Hz)	200 ~ 240VAC (50 / 60Hz)
Puissance de sortie	Monobloc 5 kW	
Gamme kV	40 - 110 kV (pas de 1 kV)	
Gamme mAs	0,32 mAs - 200 mAs	
Tube à rayons X	Canon / DF-183	
Point focal	1,8 mm	
Capacité de stockage de chaleur d'anode	28KJ	
Vitesse de refroidissement maximale de l'anode	265 W	
Lampe à LED	Plus de 130 lux	
Poids net	197 kg	166 kg
Taille (L x L x H)	634x 810 x 1 546 mm	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Les spécifications sont sujettes à changement.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-mobile/14620-appareil-de-radiographie-mobile-5kw-modele-ultra-200-200a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Radiographie	Numérique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
puissance_entree - Monophasé 220VAC 50/60Hz, config_syst_radiographie - ULTRA 200A	SOC-060200A	
puissance_entree - Monophasé 220VAC 50/60Hz, config_syst_radiographie - ULTRA 200A avec Solution numérique DR	SOC-060200AD	
puissance_entree - Batterie rechargeable, config_syst_radiographie - ULTRA 200	SOC-060200	
puissance_entree - Batterie rechargeable, config_syst_radiographie - ULTRA 200 avec Solution numérique DR	SOC-060200D	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com