

FICHE PRODUIT



Housse de rechange pour matelas d'hospitalisation

Référence : SOC-91914

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Housse de rechange pour matelas d'hospitalisation

Pour rénover ou protéger efficacement vos **matelas d'hospitalisation**, optez pour cette **housse en coton lavable en machine à 90°**.

Elle est dotée d'une fermeture à glissière sur une longueur et une largeur, pour une mise en place facile.

Coloris : Blanc et couleur ciel

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14625-housse-de-rechange-pour-matelas-d-hospitalisation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com