

FICHE PRODUIT



Moniteur Foetal, Modèle FC-700

Référence : SOC-B70029

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le moniteur fœtal FC 700 est un monitoring fœtal simple pour le suivi d'un seul fœtus lors de la grossesse.

Le FC 700 est un moniteur fœtal très simple d'utilisation grâce son interface intuitif et son imprimante avec une vitesse d'impression de 1, 2,3 cm / min et son papier grand format A4 pour une lecture très simple des tracés

Détection FHR précise et détection automatique des mouvements fœtaux, avec affichage LED numérique qui affiche la fréquence cardiaque fœtale et les mesures de contraction utérine avec une très bonne visibilité.

Caractéristiques techniques du monitoring FC 700 :

- Grande sensibilité de l'écho doppler.
- Haute précision avec fréquence 1 MHz.
- Détection automatique/manuelle de la mobilité fœtale.
- Fonction examen de la réactivité fœtale automatique de 10 mn à 1h.
- Facile à utiliser.
- Fonctionne avec une seule touche.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Facile à configurer.
- Fonction alarme haute et basse.
- Impression de l'analyse CTG.
- Papier de format A4 avec ligne de perforation.
- Papier thermique pour fax utilisable.
- Intensité < 10 mW/cm²
- Plage RCF : 50-240 bpm.
- Contractions utérines, réponse en fréquence : CC 0,5 Hz.
- Témoin de référence : (zéro).
- Plage de mesure : 0-99 unités.
- Imprimante thermique.
- Vitesses d'impression : 1, 2,3 cm/mn.
- Fonction avance papier.
- Affichage LED à 7 segments.
- Alimentations : secteur 220 v18
- Poids : 2,9 Kg.

LIVRÉ AVEC :

- 1 Capteurs Toco
- 1 Capteur Us
- 1 Marqueur d'événement
- Papiers monito
- Gel ultrason
- Sangles
- Cordon d'alimentation et adaptateur secteur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocographe/14626-moniteur-foetal-modele-fc-700.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com