

FICHE PRODUIT

Papier pour quadrillé pour moniteur fœtal FC 700 et SMART 1

Référence : SOC-700B1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Papier pour Cardiotocographe Bionet FC700 et Medical Econet SMART 1

Rouleau de papier pour monitoring fœtal FC 700 et SMART 1 d'une largeur de 21,5 cm et de longueur 25 mètres.

Vendu à l'unité.

Des tracés CTG nets, pour un suivi fiable de la grossesse et de l'accouchement

Un tracé illisible ou qui s'efface avec le temps complique l'interprétation et le classement au dossier. Le papier est conçu pour votre moniteur fœtal Bionet FC700 et Medical Econet SMART 1 : un papier thermique quadrillé qui restitue clairement le rythme cardiaque fœtal, les mouvements du bébé et les contractions utérines.

Au format d'origine (215 mm x 20 m), il se met en place sans réglage et garantit un défilement régulier, sans bourrage. C'est le consommable de référence pour une documentation propre et exploitable en cabinet, en maternité ou en clinique.

3 avantages concrets

- **Compatibilité garantie** : format et quadrillage adaptés au moniteur fœtal Bionet FC700 et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Medical Econet SMART 1, pour un tracé conforme à l'échelle de lecture de l'appareil.

- **Lisibilité durable** : papier thermique de qualité, quadrillage précis et impression nette pour faciliter l'interprétation et l'archivage.
- **Prêt à l'emploi** : rouleau de 215 mm x 20 m qui se charge en quelques secondes et assure un défilement fluide pendant la surveillance.

Commandez vos rouleaux dès maintenant pour ne jamais être à court pendant un enregistrement, ou contactez notre équipe pour un tarif dégressif sur volume.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/14627-papier-pour-cardiotocographe-fc-700-et-smart-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com