

FICHE PRODUIT

Drap en coton pour lit d'hospitalisation

Référence : SOC-14250

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Drap en coton pour lit d'hospitalisation

Pour un environnement médical propre et convivial, le linge en l'occurrence **les draps** sont essentiels pour un confort de qualité. Ces **draps d'hospitalisation** sont disponibles en plusieurs dimensions et sont très résistants.

Avantages:

- **Très résistant**
- Disponible en **plusieurs dimensions**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14628-drap-en-coton-pour-lit-d-hospitalisation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com