

FICHE PRODUIT

Matelas pour lit d'hospitalisation

Référence : SOC-110908

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Matelas pour lit d'hospitalisation

Nos **matelas pour lit d'hospitalisation** apportent un excellent soutien du corps pour un bien-être sans pareil. Leur confort favorise le repos. Epaisseur de 18 cm composés d'une mousse. Fermes et toniques, ils épousent les formes du corps pour un soutien uniforme qui limite les points de pression.

Dim : 190 x 82x 12cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/14629-matelas-pour-lit-d-hospitalisation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com