

FICHE PRODUIT

Capteurs (sonde) US pour monitoring foetal FC 700

Référence : SOC-FC700US

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteurs (sonde) US pour monitoring foetal FC 700.

Vendu à l'unité.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/14630-capteurs-sonde-us-pour-monitoring-foetal-fc-700.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com