


FICHE PRODUIT

Capteur (Sonde) TOCO pour monitoring foetal FC 700

Référence : SOC-FC700CO

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteur (Sonde) TOCO pour monitoring foetal FC 700.

Vendu à l'unité

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/14631-capteur-sonde-toco-pour-monitoring-foetal-fc-700.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com