

FICHE PRODUIT

Fil de suture non résorbable, aiguille 1/4 de cercle spatulée pour chirurgie ophtalmologique

Référence : SOC-SAB23272

Points forts

- délais : 48 heures
- Longueur des fils de suture : 45 cm
- Longueur de l'aiguille : 8 mm

Description du produit

Fil de suture non résorbable, aiguille 1/4 de cercle spatulée pour chirurgie ophtalmologique

Le **fil de suture avec aiguille 1/4C spatulée** est idéale pour la fermeture des plaies lors de la **chirurgie des yeux**. Les **sutures MERSUTURES™** sont destinées à la coaptation et/ou ligature des tissus mous en général, y compris en **chirurgie cardiovasculaire, en ophtalmologie, en neurochirurgie** ainsi qu'à la fixation des tissus mous à l'os. Aucune contre-indication connue.

Spécifications techniques:

POLYESTER USP 5/0 45 CM 2 NEEDLES 1/4 CIRC.SPATULED 8 MM 350µm

Conditionnement: Boite de 12

Conditionnement minimum de vente: Boite de 12**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14636-mersutures-fil-de-suture-non-resorbable-aiguille-1-4-de-cercle-spatulee-sabreloc-pour-chirurgie-ophtalmologique.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Longueur des fils de suture	45 cm
Longueur de l'aiguille	8 mm

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_metric - 0.7, fils_de_suture_typ_aig - S14 + S14	SOC-SAB232721	
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_typ_aig - RD1 + RD1	SOC-SAB232722	
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_typ_aig - S14 + S14	SOC-SAB232723	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_typ_aig - S24 + S24	SOC-SAB232724	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_typ_aig - S4 + S4	SOC-SAB232725	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com