

FICHE PRODUIT



Finnpipette STEPPER

Référence : THE-FSLAB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Finnpipette STEPPER ;

Pipette à distribution répétitive permettant la distribution rapide et précise de réactifs;

Cette pipette permet de distribuer jusqu'à 45 fois le même volume avec une seule aspiration;

La Finn timer STEPPER est constituée d'un corps principal muni d'un levier d'aspiration, d'un levier de distribution et d'une molette de sélection des volumes;

Poignée ergonomique et grip-index pour une utilisation intensive sans fatigue;

Tableau complet des volumes affiché sur la poignée;

Elle s'utilise avec une seringue Finntip STEPPER.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette-stepper/1464-finnpipette-stepper.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com