

FICHE PRODUIT

fil de suture non résorbable, aiguille 1/4 de cercle spatulée pour chirurgie ophtalmologique

Référence : SOC-SAB23273

Points forts

- délais : 48 heures
- Métric des fils de suture : 1.5
- Longueur des fils de suture : 45 cm
- Longueur de l'aiguille : 8.5 mm
- Type d'aiguille : S2 + S2

Description du produit

fil de suture non résorbable, aiguille 1/4 de cercle spatulée pour chirurgie ophtalmologique
POLYESTER USP 5/0 45 CM 2 aiguille 1/4 CIRC.SPATULED 8 MM 350µm
Conditionnement: Boite de 12

Conditionnement minimum de vente: Boite de 12

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-non-resorbable/14642-mersutures-fil-de-suture-non-resorbable-aiguille-1-2-de-cercle-spatulee-sabreloc-pour-chirurgie-ophtalmologique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Métric des fils de suture	1.5
Longueur des fils de suture	45 cm
Longueur de l'aiguille	8.5 mm
Type d'aiguille	S2 + S2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com