

FICHE PRODUIT

MERSUTURES, fil de suture non résorbable, aiguille droite triangulaire pour fermeture des plaies

Référence : SOC-SAB23275

Points forts

- délais : 48 heures
- Longueur des fils de suture : 75 cm

Description du produit

MERSUTURES, fil de suture non résorbable, aiguille droite triangulaire pour fermeture des plaies

Les **sutures MERSUTURES™** sont destinées à la coaptation et/ou ligature des tissus mous en général, y compris en chirurgie **cardiovasculaire, en ophtalmologie, en neurochirurgie** ainsi qu'à la fixation des tissus mous à l'os.

Aucune contre-indication connue.

Spécifications techniques:

Type d'aiguille:

- KS

- TS

Couleur du fil: vert

Longueur du fil: 75 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement: Boite de 36

Conditionnement minimum de vente: Boite de 36

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-non-resorbable/14649-mersutures-fil-de-suture-non-resorbable-aiguille-droite-triangulaire-pour-fermeture-des-plaies.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Longueur des fils de suture	75 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_typ_aig - KS	SOC-SAB232751	
fils_de_suture_metric - 6, fils_de_suture_typ_aig - KS	SOC-SAB232752	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_typ_aig - TS	SOC-SAB232753	
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_typ_aig - TS	SOC-SAB232754	
fils_de_suture_metric - 3.5, fils_de_suture_typ_aig - TS	SOC-SAB232755	
fils_de_suture_metric - 4, fils_de_suture_typ_aig - TS	SOC-SAB232756	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com