

FICHE PRODUIT



Défibrillateur automatique ZOLL AED Plus

Référence : SOC-051101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Défibrillateur automatique ZOLL AED Plus

Données techniques

- Fonctionnement : défibrillateur automatique,
- Onde : onde biphasée rectilignes,
- Puissance : sélection automatique préprogrammée (Adulte : 120 Joules, 150 Joules, 200 Joules / Enfant : 50 Joules, 70 Joules, 85 Joules),
- Temps de charge : moins de 10 secondes avec des piles neuves,
- RCP : Fréquence de métronome variable de 60 à 100 CPM. Amplitude : 1,3 à 7,8 cm.
- Alimentation : 10 piles jetables de type 123A Photo Flash lithium/dioxyde de manganèse.
- Dimensions : H 13,3 x L 24,1 x P 29,2 cm
- Poids : 3,1 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/14654-defibrillateur-automatique-zoll-aed-plus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com