

FICHE PRODUIT



Burette volumétrique classe A

Référence : SOC-0100490314

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Burettes volumétrique classe A

Burettes volumétrique avec bande bleue, sur fond blanc, graduée par sérigraphie.

Type Mohr, clé en verre.

Capacité: 10 - 100 ml;

Graduation: 0.05, 0.1, et 0.2 ml;

Résistance : $\pm$ 0.02 - 0.10 ml;

Robinet d'arrêt: En verre

Conditionnement minimum de vente : 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/14659-burette-volumetrique-classe-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_burettes - 10 ml	SOC-100490314	
capacite_burettes - 25 ml	SOC-0100490317	
capacite_burettes - 50 ml	SOC-0100490318	
capacite_burettes - 100 ml	SOC-0100490319	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com