

FICHE PRODUIT



Cuves standards, macro, 4 ml

Référence : SOC-CU4

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuves standards, macro, 4 ml;

- Très haute qualité optique.
- Très faible bruit de fond; Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720 nm.
- Dimensions extérieures (Côtés): 12 x 12 mm, (Haut): 45 mm.
- Trajet optique: 10 mm.
- Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 120 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique/1466-cuves-standards-macro-4ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com