

FICHE PRODUIT

Eprouvette graduée en polypropylène

Référence : SOC-10PGPP00IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Éprouvette graduée en polypropylène

Caractéristiques techniques :

- Base hexagonale.
- Balance avec chiffres en relief pour une lecture facile.
- Résistante aux produits chimiques et autoclavable à 121 ° C.
- Capacité (ml) : 10 - 2000.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14679-eprouvette-graduee-en-polypropylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
eprouvette_capacite - 10 ml	SOC-10PGPP0010	
eprouvette_capacite - 25 ml	SOC-10PGPP0025	
eprouvette_capacite - 50 ml	SOC-10PGPP0050	
eprouvette_capacite - 100 ml	SOC-10PGPP0100	
eprouvette_capacite - 250 ml	SOC-10PGPP0250	
eprouvette_capacite - 500 ml	SOC-10PGPP0500	
eprouvette_capacite - 1000 ml	SOC-10PGPP1000	
eprouvette_capacite - 2000 ml	SOC-10PGPP2000	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com