


FICHE PRODUIT

Distriman pipette répétitive à déplacement positif

Référence : GIL-F164001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

DISTRIMAN est une pipette répétitive à déplacement positif qui facilite la multidistribution

Le volume variable, est réglable en continu; Distriman s'utilise avec des seringues Distri'Tips;

- Gamme de volumes réglable en continu, permettant la distribution de toute aliquote comprise entre 1 µl et 1,25 ml
- Lecture directe du volume, sans calcul ni conversion
- Compatible avec tous types de liquides, même des substances visqueuses ou volatiles (sang, plasma, huile, crème, glycérols, etc...), sans contamination de la pipette.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distriman/1468-distriman.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com