

FICHE PRODUIT



Vidéo Gastroscope Pédiatrique Modèle VGT-Q30J

Référence : SOC-VGTQ30J

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vidéo Gastroscope Pédiatrique Modèle VGT-Q30J

Spécificité techniques

Champ de vision: 140 °

Profondeur de champ: 3-100 mm

Plage de flexion (droite / gauche): 100 ° / 100 °

Diamètre du tube d'insertion: 2,8 mm

Diamètre du tube d'insertion: 9,6 mm

Longueur de travail: 1050 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/gastro-fibroscope/14688-gastroscope-pediatrique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com