


FICHE PRODUIT



Négatoscope SLC avec obturateur 4 radios, 144 x 43 cm

Référence : SOC-620040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Négatoscope pour support mural ou dessus de table avec des obturateurs pour une délimitation facile du secteur de visionnement.
- Il possède une zone de visionnage dont l'écran est en plexiglas pour une excellente diffusion de la lumière permettant une bonne visualisation des détails des radios.
- Le remplacement des tubes se fait facilement en enlevant juste le panneau avant.
- Il est équipé d'une commande de lumière stepless.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/1469-negatoscope-slc-avec-obturateur-4-radios-144-x-43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com