

FICHE PRODUIT



Lit d'hospitalisation à une manivelle, Modèle A32

Référence : SOC-A3210

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lit d'hospitalisation à une manivelle, Modèle A32

- Revêtement en acier inoxydable
- Dimensions: 2030 x 900 mm
- Hauteur: 500 mm
- Réglage du dossier: 0~70°±5°(manuel)
- Charge maximale: 240 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lits-d-hospitalisation/14690-lit-d-hospitalisation-a-une-manivelle-modele-a35.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com