

FICHE PRODUIT



Plateau de fixation E250 pour brancard M760-M764

Référence : SOC-599000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plateau de fixation E250 pour brancard M760-M764

Le **Plateau de fixation E250 pour brancard M760-M764** est un habile système de fixation pour brancards de la série « M ». Il s'adapte facilement au plancher des véhicules afin d'y être solidement fixé.

Ceci étant, il assure convenablement le chargement, la fixation et le déchargement de ce **Brancard monobloc, Modèle M760** dans une ambulance.

- L'extrémité de la partie pieds du **Plateau de fixation E250 pour brancard M760-M764** présente une solide tablette abaissable ce qui permet un chargement ou déchargement sans encombre du brancard.
- Tout en protégeant le plancher de l'ambulance de toute éraflure, ses rails de guidage facilitent aussi le guidage du brancard.

Ceci étant, grâce à sa fixation 3 points, il maintient parfaitement immobile le brancard conformément aux dispositions de l'EN 1865 et de l'EN 1789 (crash test 10G).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/14693-plateau-de-fixation-e250-pour-brancard-m760-m764.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com