

FICHE PRODUIT

Bécher en verre Normax forme basse avec bec verseur

Référence : SOC-003813IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bécher en verre Normax forme basse avec bec verseur

Avantages : Grande zone d'écriture

Caractéristiques principales :

Qualité du verre : Borosilicaté

Couleur du verre : Verre clair

Forme : Basse

Bec verseur : Oui

Couleur des inscriptions : Blanc

Plage d'écriture : Oui

Données techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité (en ml)	Hauteur (en mm)	Diamètre (en mm)	Conditionnement de vente
10	35	26	6
25	50	34	10
50	60	42	10
100	70	50	10
250	95	70	10
400	110	80	10
600	125	90	10
1000	145	105	10
2000	185	130	1
3000	210	150	1
5000	270	180	1

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/14695-becher-en-verre-normax-forme-basse-avec-bec-verseur.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_beckers - 10 ml, dimensions_beckers - 26 x 35 mm	SOC-381310	
capacite_beckers - 25 ml, dimensions_beckers - 34 x 50 mm	SOC-381325	
capacite_beckers - 50 ml, dimensions_beckers - 42 x 60 mm	SOC-381350	
capacite_beckers - 100 ml, dimensions_beckers - 50 x 70 mm	SOC-3813100	
capacite_beckers - 250 ml, dimensions_beckers - 70 x 95 mm	SOC-3813250	
capacite_beckers - 400 ml, dimensions_beckers - 80 x 110 mm	SOC-3813400	
capacite_beckers - 600 ml, dimensions_beckers - 90 x 125 mm	SOC-3813600	
capacite_beckers - 1000 ml, dimensions_beckers - 105 x 145 mm	SOC-38131000	
capacite_beckers - 2000 ml, dimensions_beckers - 130 x 185 mm	SOC-38132000	
capacite_beckers - 3000 ml, dimensions_beckers - 150 x 210 mm	SOC-38133000	
capacite_beckers - 5000 ml, dimensions_beckers - 180 x 270 mm	SOC-38135000	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com