

**FICHE PRODUIT**



## Bécher en polypropylène gradué avec bec verseur

Référence : SOC-003814IS

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Bécher en polypropylène gradué avec bec verseur

**Avantages :** Graduations permanentes

#### Caractéristiques techniques :

- Matière : Polypropylène
- Classe : B
- Bec verseur : Oui
- Graduations : Moulées
- Autoclavable : Oui
- Qualité alimentaire : Oui

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Données techniques :**

| Capacité (en ml) | Subdivision (ml) | Hauteur (en mm) | Diamètre (en mm) | Conditionnement de vente |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 50               | 2                | 60              | 41               | 1                        |
| 100              | 5                | 72              | 51               | 1                        |
| 250              | 10               | 95              | 71               | 1                        |
| 500              | 10               | 119             | 87               | 1                        |
| 1000             | 20               | 147             | 109              | 1                        |
| 2000             | 50               | 184             | 132              | 1                        |

**Conformité et garantie**

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**Page produit**
<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14707-becher-en-polypropylene-gradue-avec-bec-verseur.html>

**Caractéristiques**

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

## Déclinaisons

| Désignation                                                   | Référence :  | EAN13 : |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| capacite_bechers - 50 ml, dimansions_bechers - 41 x 60 mm     | SOC-381450   |         |
| capacite_bechers - 100 ml, dimansions_bechers - 51 x 72 mm    | SOC-3814100  |         |
| capacite_bechers - 250 ml, dimansions_bechers - 71 x 95 mm    | SOC-3814250  |         |
| capacite_bechers - 500 ml, dimansions_bechers - 87 x 119 mm   | SOC-3814500  |         |
| capacite_bechers - 1000 ml, dimansions_bechers - 109 x 147 mm | SOC-38141000 |         |
| capacite_bechers - 2000 ml, dimansions_bechers - 132 x 184 mm | SOC-38142000 |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com