

FICHE PRODUIT



Erlenmeyer en polypropylène, 2000ml

Référence : SOC-391393

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Erlenmeyer en polypropylène, 2000ml

Caractéristiques de l'Erlenmeyer en polypropylène, 2000ml

- Matière : polypropylène.
- Pour tous les usages habituels de laboratoire.
- Col standardisé: 34/35.
- Autoclavables.
- Capacité: 2000 ml
- Graduation: 100 ml.
- Conditionnement de vente: 4 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14714-erlenmeyer-en-polypropylene-2000ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com