


FICHE PRODUIT

Fiole jaugée en verre Glassco classe A

Référence : SOC-003815IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fiole jaugée en verre Glassco classe A

Application : Mesure volumétrique des liquides

Caractéristiques techniques :

- Matière : Borosilicaté
- Classe : A
- Couleur du verre : Verre clair
- Cols : Etroit
- Couleur des inscriptions : bleu.

Données techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité (en ml)	Hauteur (en mm)	Diamètre (en mm)	Conditionnement de vente
10	90	27	1
20	113	36	1
25	110	40	1
50	140	50	1
100	170	60	1
200	210	75	1
250	220	80	1
500	260	100	1
1000	300	125	1
2000	370	160	1

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/14715-fiole-jaugee-en-verre-glassco-classe-a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_fiole - 10 ml	SOC-38150010	
capacite_fiole - 20 ml	SOC-38150020	
capacite_fiole - 25 ml	SOC-38150025	
capacite_fiole - 50 ml	SOC-38150050	
capacite_fiole - 100 ml	SOC-38150100	
capacite_fiole - 200 ml	SOC-38150200	
capacite_fiole - 250 ml	SOC-38150250	
capacite_fiole - 500 ml	SOC-38150500	
capacite_fiole - 1000 ml	SOC-38151000	
capacite_fiole - 2000 ml	SOC-38152000	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com