

FICHE PRODUIT

Mortier en porcelaine émaillée avec pilon

Référence : SOC-005896IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mortier en porcelaine émaillée avec pilon

Caractéristiques techniques :

Matière : Porcelaine émaillée

Forme du pilon : Forme champignon

Embout du pilon : Type biscuit

Données techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Capacité (en ml)	Hauteur (en mm)	Diamètre (en mm)	Conditionnement de vente
100	45	100	1
300	60	130	1
500	75	150	1

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14726-mortier-en-porcelaine-emaillee-avec-pilon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_mortier - 100 ml	SOC-589681	
capacite_mortier - 300 ml	SOC-589682	
capacite_mortier - 500 ml	SOC-589684	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com