

FICHE PRODUIT



Négatoscope de mammographie 2 radios, 80 x 43 cm

Référence : SOC-624020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Négatoscope pour mammographie avec une très haute luminosité.
- Il est muni d'une commande électrique de lumière stepless.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/1475-negatoscope-de-mammographie-2-radios-80-x-43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com