

FICHE PRODUIT



Plaque en trèfle de 4 à 18 trous

Référence : SOC-29004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque en trèfle de 4 à 18 trous

Plaque en forme de trèfle pour fractures distales intra-articulaires du tibia.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-de-verrouillage-orthopedique/14754-plaque-en-trefle-de-4-a-18-trous.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
instru_trous - 04 trous	SOC-29004-a	
instru_trous - 06 trous	SOC-29006	
instru_trous - 08 trous	SOC-29008	
instru_trous - 10 trous	SOC-29010	
instru_trous - 12 trous	SOC-29012	
instru_trous - 18 trous	SOC-29018	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com