

FICHE PRODUIT



ALESOIR FLEXIBLE

Référence : SOC-330951

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

ALESOIR FLEXIBLE

Tailles disponibles

9.5MM

10.5MM

11.5MM

12.5MM

13.5MM

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/14771-alesoir-flexible.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dim_vis_os - 9.5 mm	SOC-330951-a	
dim_vis_os - 10.5 mm	SOC-33105	
dim_vis_os - 11.5 mm	SOC-330115	
dim_vis_os - 13.5 mm	SOC-330135	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com