

FICHE PRODUIT



Vis spongieuse filetage total 6,5 mm

Référence : SOC-26030

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vis spongieuse filetage total 6,5 mm

- Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical
- Disponible en taille de 30mm à 100mm
- Conditionnement minimum de vente : 5 pièces

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/14774-vis-spongieuse-filetage-total-o-6-5-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
dim_vis_os - 30 mm	SOC-26030-A	
dim_vis_os - 35 mm	SOC-26035	
dim_vis_os - 40 mm	SOC-26040	
dim_vis_os - 45 mm	SOC-26045	
dim_vis_os - 50 mm	SOC-26050	
dim_vis_os - 55 mm	SOC-26055	
dim_vis_os - 60 mm	SOC-26060	
dim_vis_os - 65 mm	SOC-26065	
dim_vis_os - 70 mm	SOC-26070	
dim_vis_os - 75 mm	SOC-26075	
dim_vis_os - 80 mm	SOC-26080	
dim_vis_os - 85 mm	SOC-26085	
dim_vis_os - 90 mm	SOC-26090	
dim_vis_os - 95 mm	SOC-26095	
dim_vis_os - 100 mm	SOC-26100	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com