

FICHE PRODUIT

ALESOIR FLEXIBLE

Référence : SOC-33125

Points forts

- délais : 48 heures
- taille de la vis : 12.5 mm

Description du produit

ALESOIR FLEXIBLE

Tailles disponibles

9.5MM

10.5MM

11.5MM

12.5MM

13.5MM

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14775-alesoir-flexible.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
taille de la vis	12.5 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com