

FICHE PRODUIT

Cônes filtre HIGH RECOVERY 40 µl, en rack stérile de 96

Référence : EDL-LAMBDA40FRS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes filtre HIGH RECOVERY 40 µl, en rack stérile de 96; * Protègent la pipette de la contamination par aérosol; * Présentés en racks à charnières filmées; * Stérilisés par irradiation; * Les cônes à filtre HIGH RECOVERY sont de couleur naturelle uniquement; * Filtres en polyéthylène haute densité, de porosité 10 à 12 µ; * Restituent la majorité de l'échantillon en cas de contact avec le filtre; * Condition minimum de vente des cônes à filtre HIGH RECOVERY: 10 racks de 96.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-highrecovery/1479-cones-filtre-high-recovery-40-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com