

FICHE PRODUIT

Microplaque PCR à 96puits (0,1ml) semi jupée, transparent

Référence : SOC-801960

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microplaque PCR à 96puits (0,1ml) semi jupée, transparent

- Fabriqué à partir de polypropylène vierge. Compatible avec la plupart des thermocycleurs
- Tubes PCR, tubes 8 barrettes
- La plaque 96Wells sans jupe peut être découpée dans n'importe quel format de conception.
- Le profil bas et le profil haut sont disponibles.
- Les demi-jupes sont faciles à marquer.
- La coupe de cornor peut faciliter l'emplacement.
- La plaque PCR 384wells a une petite capacité, elle peut réduire le dosage du réactif et le temps du cycleur.
- Compatibel avec la plupart des thermocycleurs.
- Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain.
- Conditionnement minimum de vente: Boite de 25pcs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/14804-microplaque-pcr-a-96puits-0-1ml-semi-jupee-transparent.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com