

FICHE PRODUIT



Prothèses de Moore (stérile)

Référence : SOC-36049

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Prothèses de Moore (stérile)

La **prothèse de Moore** est composée d'une tige perforée et d'une tête fémorale pouvant être de différents diamètres.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-intra-osseux/14805-protheses-de-moore-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dim_vis_os - 49 mm	SOC-36049-a	
dim_vis_os - 53 mm	SOC-36053	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com