

**FICHE PRODUIT**



## Pointe de pipette à filtre, 20ul

Référence : SOC-961220

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Embout de pipette à filtre 20ul

Tous les embouts sont fabriqués à 100% en polypropylène. Les embouts sont conçus pour s'adapter à la plupart des pipeteurs courants. Disponible en capacité de 20ul, 100ul, 200ul.

- Fabriqué en polypropylène ultra clair
- Correspond aux pipettes universelles
- Graduation précise
- Certifié être sans DNase, RNase et pyrogène.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14810-pointe-de-pipette-a-filtre-20ul.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com