

FICHE PRODUIT



Fil de suture Nylon 1, coupe inversée 3/8, cercle 36mm, boîte de 12

Référence : SOC-FSN2487

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques Fil de suture Nylon 1, coupe inversée

- Longueur 75 cm
- Aiguille coupe inversée 3/8, cercle 36mm;
- Boîte de 12 fils, 50 boîtes par carton;
- Unité de vente : 1 Boîte.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-et-nylon-et-polypropylene/14811-fil-de-suture-nylon-1-coupe-inversee-3-8-cercle-36mm-boite-de-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com