

FICHE PRODUIT

Cônes de pipettes avec filtre et dans un rack avec couvercle

Référence : SOC-129620

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cônes de pipettes avec filtre et dans un rack avec couvercle

Toutes les cônes sont fabriquées à 100% en polypropylène. Les cônes sont conçues pour s'adapter à la plupart des pipeteurs courants. Disponible en capacité de 20ul, 100ul, 200ul.

- Fabriqué en polypropylène ultra clair
- Correspond aux pipettes universelles
- Graduation précise
- Certifié être sans DNase, RNase et pyrogène.
- Conditionnement minimum de vente: 96 cônes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-long/14813-pointe-de-pipette-a-filtre-20ul.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
micropipette_capacite - 20 µl	SOC-129620-A	
micropipette_capacite - 100 µl	SOC-196100	
micropipette_capacite - 200 µl	SOC-196200	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com