

FICHE PRODUIT



Fil de suture PGLA 3/0 coupe inversée 75cm, 3/8 cercle 30 mm, en douzaine

Référence : SOC-PGLA9746

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Fil de suture PGLA 3/0 coupe inversée 75cm

- * 3/8 cercle 30 mm;
- * Conditionnement minimum : Boite de 12.
- * Unité de vente : 1 boîte.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fils-de-suture/14819-fil-de-suture-pgla-3-0-coupe-inversee-75cm-3-8-cercle-30-mm-en-douzaine.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com