

FICHE PRODUIT

Fil de suture Nylon 3/0, cercle 30mm, coupe inversée 3/8, boîte de 12

Référence : SOC-4478956

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fil de suture Nylon 3/0, cercle 30mm, coupe inversée 3/8, boîte de 12

Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est très lisse et permet l'obtention de bons noeuds.

Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est de couleur noir, ce qui facilite son identification pendant et après l'intervention.

Réaction avec l'organisme : Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est inerte comme l'incox.

Il maintient indéfiniment sa tension.

Le fil de suture en monofilament de polyamide ne doit pas être utilisé en cas d'infections.

Caractéristiques du Fil de suture Nylon 3/0, coupe inversée 3/8, cercle 30mm;

- Longueur: 75 cm
- Aiguille: coupe inversée 3/8, cercle 30mm.
- Boîte de 12 fils, 50 boîtes par carton;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Unité de vente : 1 Boite.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-et-nylon-et-polypropylene/14822-fil-de-suture-nylon-3-0-cercle-30mm-coupe-inversee-3-8-boite-de-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com